

**Nuklearmedizin Befundungsmonitore**

Anforderungsdatum:

Stempel (Anschrift)/ Unterschrift Strahlenschutzverantwortlicher  
(Strahlenschutzbevollmächtigter bei Krankenhäusern)

\*Verbleib in Ärztlicher Stelle. Bei Bedarf bitte vor Einreichung kopieren. Bitte Hinweise auf der Rückseite beachten.

	Angaben zu Bildwiedergabegeräten zur Befundung/ einzureichende Unterlagen (1 bis 4):	Felder mit weißem Hintergrund bitte ausfüllen.	Spalte bitte frei lassen. Nr. ÄST:
	<p>Befundungsmonitor Nr. <input type="text"/></p> <p>(Bitte durchnummerieren.)</p> <p>interne Bezeichnung des Monitors oder Monitorstandort: re. <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>Raumklasse nach DIN 6868-157: <input type="text"/></p> <p>RK 1 Befundungsraum</p> <p><input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> s/w</p> <p><input type="checkbox"/> Röhre <input type="checkbox"/> Farbe (Bitte ankreuzen.)</p>	<p><b>Zweckbestimmung des Monitors:</b> (Bitte ankreuzen)</p> <p><input type="checkbox"/> Zur Befundung</p> <p><input type="checkbox"/> Low – Dose – CT</p> <p><input type="checkbox"/> ausschließlich anatom.Landmarking (zum Zumischen des anatom.Hintergrundes)</p> <p><input type="checkbox"/> Schwächungskorrektur CT</p> <p><input type="checkbox"/> kein diagnostisches CT</p> <p><input type="checkbox"/> Befundung erfolgt an Monitor in Radiologie</p> <p>Matrixgröße: <input type="checkbox"/> 1600 Pixel x 1200 Pixel</p> <p><input type="checkbox"/> .....</p> <p>Serien-Nr.: Hersteller/Typ:</p>	
1	<p><b>Abnahmeprüfprotokoll</b> des Monitors Inbetriebnahme ab 01.05.2015: Abnahmeprüfung nach DIN 6868 - 157</p>	<p><input type="checkbox"/> nach DIN V 6868-57 Datum: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> nach DIN 6868-157</p>	
2	<p><b>Bezugswertermittlung</b> bei Abnahme</p>	<p>Datum:</p>	
3	<p>Neufestsetzung von Bezugswerten</p>	<p>Datum: Grund:</p>	
4	<p><b>Konstanzprüfung</b> bei Monitoren mit Abnahmeprüfung nach <b>DIN V 6868 Teil 57/ QS-RL (vor 01.05.2015):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokolle der <b>arbeitstäglichen Grauwertprüfung</b> aus dem selben Monat wie die Patientenaufnahmen</li> <li>• Protokolle der <b>monatlichen, ¼-jährlichen Prüfung der letzten 12 Monate</b> vor Anforderungsdatum, die der ½-jährlichen Prüfung der letzten 18 Monate vor Anforderungsdatum (siehe Hinweise auf der Rückseite)</li> </ul> <p><b>Konstanzprüfung</b> bei Monitoren mit Abnahmeprüfung nach <b>DIN 6868 Teil 157 (Abnahme ab 01.05.2015):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokolle der <b>täglichen visuellen Prüfung</b> aus dem selben Monat wie die Patientenaufnahmen</li> <li>• Protokolle der ½-jährlichen Prüfung der letzten 18 Monate vor Anforderungsdatum</li> </ul>		

	Angaben zu Bildwiedergabegeräten zur Befundung/ einzureichende Unterlagen (1 bis 4):	Felder mit weißem Hintergrund bitte ausfüllen.	Spalte bitte frei lassen. Nr. ÄST:
	Befundungsmonitor Nr. <input type="text"/> (Bitte durchnummerieren.)  interne Bezeichnung des Monitors oder Monitorstandort: re. <input type="checkbox"/> li. <input type="checkbox"/> <input type="text"/>  Raumklasse nach DIN 6868-157: <input type="text"/> RK 1 Befundungsraum <input type="checkbox"/> LCD <input type="checkbox"/> s/w <input type="checkbox"/> Röhre <input type="checkbox"/> Farbe    (Bitte ankreuzen.)	<b>Zweckbestimmung des Monitors:</b> (Bitte ankreuzen) <input type="checkbox"/> Zur Befundung <input type="checkbox"/> Lowdose <input type="checkbox"/> Ausschließlich anat.Landmarking (zum Zumischen des anat.Hintergrundes) <input type="checkbox"/> Schwächungskorrektur <input type="checkbox"/> Kein diagnostisches CT <input type="checkbox"/> Befundung erfolgt an Monitor in Radiologie  Matrixgröße: <input type="checkbox"/> 1600 Pixel x 1200 Pixel <input type="checkbox"/> .....  Serien-Nr.: Hersteller/Typ:	
1	<b>Abnahmeprüfprotokoll</b> des Monitors Inbetriebnahme ab 01.05.2015: Abnahmeprüfung nach DIN 6868 - 157	<input type="checkbox"/> nach DIN V 6868-57 Datum: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> nach DIN 6868-157	
2	<b>Bezugswertermittlung</b> bei Abnahme	Datum:	
3	Neufestsetzung von Bezugswerten	Datum: Grund:	
4	<b>Konstanzprüfung</b> bei Monitoren mit Abnahmeprüfung nach <b>DIN V 6868 Teil 57/ QS-RL (vor 01.05.2015):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokolle der <b>arbeitstäglichen Grauwertprüfung</b> aus dem <b>selben Monat</b> wie die <b>Patientenaufnahmen</b></li> <li>• Protokolle der <b>monatlichen, ¼-jährlichen Prüfung der letzten 12 Monate</b> vor Anforderungsdatum, die der <b>½-jährlichen Prüfung der letzten 18 Monate</b> vor Anforderungsdatum (siehe Hinweise unten)</li> </ul> <b>Konstanzprüfung</b> bei Monitoren mit Abnahmeprüfung nach <b>DIN 6868 Teil 157 (Abnahme ab 01.05.2015):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protokolle der <b>täglichen visuellen Prüfung</b> aus dem <b>selben Monat</b> wie die <b>Patientenaufnahmen</b></li> <li>• Protokolle der <b>½-jährlichen Prüfung der letzten 18 Monate</b> vor Anforderungsdatum</li> </ul>		

\*Verbleib in Ärztlicher Stelle. Bei Bedarf bitte vor Einreichung kopieren.

**Hinweise zum Prüfintervall der Konstanzprüfung:**

Prüfintervalle (mtl., ¼-jährlich, ½-jährlich) in Abhängigkeit von Kontrastregelung und Konstanz des Umgebungslichtes - Festlegung entsprechend den Angaben im Abnahmeprüfprotokoll bei Abnahmeprüfung nach DIN V 6868 Teil 57; Durchführung der Konstanzprüfung nach der Qualitätssicherungsrichtlinie (QS-RL)